

Gamme de sièges

Fauteuil inclinable  
dynamique Primacare<sup>MC</sup>



**GLOBALcare**  
Des produits pour la qualité de vie<sup>SM</sup>

*Un confort adaptable sur mesure.*



Position verticale.



Position partiellement inclinée.  
L'utilisateur peut régler le degré d'inclinaison pour une position corporelle idéale et un confort absolu.


**GC3609** Fauteuil inclinable dynamique, accoudoirs avec garniture en bois sur le tiers avant et en tissu sur les deux tiers à l'arrière, pieds en bois, potence pour intraveineuse en option (IL).

Les fauteuils inclinables dynamiques Primacare<sup>MC</sup> sont faciles à utiliser et conviennent à une multitude d'applications en milieux de soins de santé. Le rembourrage et les formes du fauteuil réduisent le nombre de pièges à saleté et facilitent le nettoyage et la désinfection, peu importe la position du fauteuil. L'apparence soignée s'harmonise avec tous les décors et styles architecturaux.

La mousse moulée haute densité écologique UltraCell de l'assise, du dossier et du repose-jambes à trois segments des fauteuils inclinables dynamiques Primacare<sup>MC</sup> assure un confort supérieur et une grande durabilité. La capacité nominale pour les sièges est de 350 lb.

Ci-dessus : Le modèle GC3609 présente un dossier garni d'un textile Finish Line de Mayer en grège (WC761-007) et une assise garnie d'un textile Ledger de Maharam en loden (463770-017). Les garnitures d'accoudoir et pieds en bois sont finis érable Avant (AVM).


*Caractéristiques et avantages*



Fauteuil stationnaire - Pieds décoratifs fuselés en bois (WL). Offerts dans un choix de finis bois GLOBALcare.




Fauteuil mobile - Roulettes bloquantes de qualité institutionnelle (MRC). Non conçu pour les transferts.



Poignée du mécanisme de Trendelenburg - s'utilise facilement par un soignant seul.

**GC3608TR** Fauteuil montré dans la position de Trendelenburg en option. Le mécanisme permet, en position allongée, d'avoir les pieds plus élevés que la tête. Ce fauteuil présente un dossier garni d'un textile Finish Line de Mayer en grège (WC761-007) et une assise garnie d'un textile Ledger de Maharam en loden (463770-017). Les garnitures d'accoudoir en uréthane en option sont finies avoine grillée (TOA).


## Caractéristiques et avantages



**GC3607** L'appui-tête profilé en option procure un confort exceptionnel.



Une poignée de poussée chromée est standard sur les fauteuils à piétement mobile (MRC).



Les housses sont amovibles et remplaçables pour faciliter l'entretien.



Les coussins amovibles sont dotés d'une housse munie d'une glissière en nylon pour faciliter l'entretien ou le remplacement.




## Garnitures d'accouider




### Garnitures pleine longueur en bois massif

Offertes dans un choix de finis bois GLOBALcare. Se remplacent sur place.



### Garnitures pleine longueur en uréthane

Offertes en noir (BLK), platine (PLT) ou avoine grillée (TOA). Se remplacent sur place.



### Garnitures partielles en bois massif

Offertes dans un choix de finis bois GLOBALcare. Se remplacent sur place.

#### DESCRIPTION

#### DIMENSIONS HAUTEUR

L	P	H DU SIÈGE	
po	po	po	po
mm	mm	mm	mm



<b>GC3608</b>	30	39	46.5	19
Fauteuil inclinable dynamique Primacare, accouider avec garniture pleine longueur en bois massif ou en uréthane.	762	991	1181	483
<b>GC3608MRC</b>	Fauteuil inclinable dynamique sur roulettes.			
<b>GC3608WL</b>	Fauteuil inclinable dynamique sur pieds en bois.			



<b>GC3607</b>	14	4	9.5	N/A
Appui-tête pour fauteuil inclinable dynamique Primacare.	356	102	241	N/A

#### DESCRIPTION

#### DIMENSIONS HAUTEUR

L	P	H DU SIÈGE	
po	po	po	po
mm	mm	mm	mm



<b>GC3609</b>	30	39	46.5	19
Fauteuil inclinable dynamique Primacare, accouider avec garniture en bois sur le tiers avant.	762	991	1181	483
<b>GC3609MRC</b>	Fauteuil inclinable dynamique sur roulettes.			
<b>GC3609WL</b>	Fauteuil inclinable dynamique sur pieds en bois.			

En couverture : Le modèle GC3608 présente un dossier garni d'un textile Finish Line de Mayer en grège (WC761-007) et une assise garnie d'un textile Ledger de Maharam en Ioden (463770-017). Les garnitures d'accouider en uréthane en option sont finies avoine grillée (TOA).

Cette brochure donne un aperçu des principales caractéristiques et des principaux avantages de la gamme de produits GLOBALcare décrite. Pour une liste complète de tous les produits offerts et de leurs caractéristiques, ou pour découvrir le choix complet de textiles et de finis GLOBALcare, visitez [thinkglobalcare.com](http://thinkglobalcare.com). Pour plus de renseignements sur les prix, veuillez consulter notre reliure GLOBALcare ou communiquer avec votre représentant GLOBALcare.

#### Global - Canada

Le Groupe Global, 1350, chemin Flint, Downsview (Ontario) M3J 2J7  
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251  
Service à la clientèle : Téléc 1 800 361-3182  
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc (416) 739-6319

#### Global - États-Unis

17 West Stow Road P.O. Box 562  
Marlton New Jersey U.S.A. 08053  
Tél (856) 596-3390 (800) 220-1900  
Téléc (856) 596-5684

#### Global - International

560, chemin Supertest Downsview  
Ontario Canada M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870  
Téléc (416) 667-1821

#### GGI Office Furniture (UK) Ltd.

Global Way Darwen  
Lancashire UK BB3 0RW  
Tél +44(0) 1254 778500  
Téléc +44(0) 1254 778519

Visitez-nous sur le Web à [www.thinkglobalcare.com](http://www.thinkglobalcare.com)

Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, au Brésil, en Australie et en Italie. Distribution mondiale. Un membre du Groupe Global.

