



Attrayant et confortable le jour, le **fauteuil-lit Primacare** se transforme en un lit tout aussi confortable la nuit. Le fauteuil-lit Primacare est idéal pour la chambre de résident, l'aire de détente ou tout autre espace restreint lorsqu'un invité reste à coucher.

Une personne seule peut facilement ouvrir et refermer le fauteuil-lit. Sous l'assise se trouve un rangement en acier aéré qui permet de ranger oreillers et literie. Les coussins sont fabriqués à partir de mousse bio UltraCell haute densité et offrent un soutien intégré pour la tête lorsque l'utilisateur est allongé. Le fauteuil-lit Primacare est offert muni de roulettes à blocage manuel de qualité commerciale supérieure ou d'élégants pieds effilés en bois.



◀ **GC3610C**
Fauteuil-lit



GC3612C ▶
Canapé-lit



Le lit ouvert mesure 77 po L (dégauchement nul par rapport au mur).



Les sangles facilitent la transformation du fauteuil en lit.



Le rangement aéré permet de ranger oreillers et literie.

GC3610 **Fauteuil-lit**
Fauteuil-lit de type plateforme avec rangement en acier pour literie. Pieds en bois.
31,5L x 37,5P x 38H

GC3610C Comme ci-dessus, mais avec roulettes

GC3611 **Fauteuil-lit large**
Fauteuil-lit large de type plateforme avec rangement en acier pour literie. Pieds en bois.
37,5L x 37,5P x 38H

GC3611C Comme ci-dessus, mais avec roulettes

GC3612 **Canapé-lit**
Canapé-lit de type plateforme avec rangement en acier pour literie. Chacune des deux sections du canapé se transforme en lit de façon indépendante. Pieds en bois.
56L x 36P x 38H

GC3612C Comme ci-dessus, mais avec roulettes

NOUVEAU | PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES:

- Les accoudoirs peuvent être dotés de manchons en bois offerts dans un vaste choix de finis, ou encore en uréthane durable, antibactérien et facile d'entretien.
- Les manchons peuvent se remplacer sur place au besoin, et sont assujettis solidement avec des raccords métal sur métal.
- Les coussins d'assise et de dossier sont épais et fabriqués à partir de mousse bio UltraCell double densité pour un confort de longue durée.
- Sans coutures à l'avant pour prévenir toute rupture possible, la housse des coussins empêche les liquides de tous genres de pénétrer jusqu'à l'intérieur.
- Des sangles en nylon noir à portée de la main sont fixées au dos (à gauche et à droite) et permettent de soulever la surface de couchage et de la remettre en position assise.
- Le fauteuil-lit Primacare est garanti pour une capacité pouvant atteindre 350 livres.
- La sièges de la gamme Primacare sont certifiés GREENGUARD; ils peuvent donc être utilisés sans risques et contribuent à la saine qualité de l'air intérieur.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES:

- Chambre de résident
- Salle de détente

TEXTILES ET FINIS OFFERTS:

- Le produit est offert dans le choix de textiles Crypton et de vinyles GLOBALcare. Consulter la rubrique Textiles et finis du site thinkglobalcare.com pour tous les détails.